

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перекладчик пациента (слайдер), складной



Изделие позволяет облегчить перемещение людей с ограниченными или отсутствующими возможностями самостоятельного перемещения, например, с кровати или с операционного стола на транспортировочное средство (каталку) и обратно. Благодаря скользящим свойствам изделия можно быстро и безопасно переместить человека с большой массой тела даже в одиночку. Слайдер выполнен из рентгенонегативных материалов, допускается не извлекать его из-под пациента в процессе проведения рентгенологического исследования или МРТ

Параметры изделия:

Наименование показателя	Значение
Конструкция	Изделие состоит из основы и надетого на неё тканевого рукава. Основа имеет два сегмента, которые представляют собой две гибкие пластиковые панели, помещённые в чехол из прочного полимерного материала. Такое разделение обеспечивает складывание изделия пополам и удобство его хранения и транспортировки. Для удобства перемещения изделия (без пациента на нём) имеются две ручки на торцах. Внутренняя поверхность материала рукава имеет пониженный коэффициент трения с внешней поверхностью основы. Снаружи рукав менее скользкий за счёт большего коэффициента трения, что препятствует движению в произвольных направлениях перемещаемого с помощью слайдера человека, обеспечивая направленное движение и безопасность.
Внешние размеры слайдера Д*Ш*В, мм	1822*510*25
Размеры слайдера в сложенном виде Д*Ш*В, мм	906*510*50
Материал основы (ткани, в которую зашиты пластиковые листы)	Ткань с грязеотталкивающей обработкой, 100% нейлон с ПВХ покрытием, плотностью 320г/м ²
Материал листов основы	полипропилен
Ручки слайдера	Полая лента-стропа, 100% полипропилен со шнуром, 100% полиэстер, вставленные в ПВХ ручку
Размер рукава, мм	1740*525
Материал рукава	Нейлоновый материал комбинированного переплетения ripstop, усиленный армированными нитями, с двухсторонним силиконовым покрытием, поверхностная плотность - 50 г/м ²
Допустимая нагрузка на слайдер, кг	121
Максимально допустимое расстояние (щель) между поверхностями при перемещении, мм	150
Максимальный перепад по высоте (ступенька) между поверхностями при перемещении, мм	100

Вес НЕТТО, г	2400 +/-100
--------------	-------------

Рекомендации по уходу:

Рукав (отдельно от основы): допускается машинная стирка при 30°C, отжим при низких оборотах. Сушить в расправленном виде. Не гладить. При уходе не использовать хлорсодержащие вещества.



Слайдер (основа): допускается использовать моющие средства и дезинфицирующие растворы, не содержащие органических растворителей, кислот, хлор- и аммиак содержащих веществ; при сильных загрязнениях допустимо использование мягких щеток и губок.

Производитель: ООО "КОС"

Страна производства: Россия