

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Подушка для забора крови, КОС[®]



Изделие предназначено для использования в машинах скорой помощи, любых медицинских учреждениях, передвижных медицинских пунктах, на дому. Все манипуляции должны производиться специалистом или человеком, прошедшим медицинскую подготовку. После манипуляции подушку рекомендуется обрабатывать дезинфицирующим раствором.

Параметры изделия

Наименование показателя	Значение				
<u>Конструкция</u>	Подушка имеет прямоугольную форму. Чехол на молнии, полностью повторяет форму подушки.				
Артикул	PZN002R	PZN003R	PZN004R	PZN001R	PZN061R

Материал чехла	Влагонепроницаемая эластичная барьерная ткань. Основа – трикотаж, 100% полиэстер, покрытие – ПУ; общая плотность материала – 180 г/м ²	Клеёнка подкладная на тканевой основе – 100% полиэстер, с ПВХ покрытием, поверхностная плотность – 250 г/м ²	ПВХ искусственная кожа – 100% полиэфир с ПУ покрытием, поверхностная плотность материала – 320 г/м ²	Искусственная кожа на трикотажной основе с ПВХ покрытием: ПВХ – 83%, полиэстер – 17%, плотность материала – 510 (±50) г/м ²	ПВХ искусственная кожа, верхняя сторона- ПВХ покрытие, нижняя сторона- трикотажная основа 100 % ПЭ 500 г/м ²
Наполнитель	Пенополиуретан ST2536				
Нитки	45 ЛЛ				
Длина изделия, мм	200				
Ширина изделия, мм	150				
Высота изделия, мм	50				
Вес изделия, г	60±10	60±10	60±10	60±10	60±10
Цвет	в ассортименте	Голубой	Морская волна	Голубой	Голубой
Рекомендации по уходу	Чехол можно подвергать машинной стирке при температуре до 90 °С на деликатном режиме. Допускается машинная сушка при температуре до 80 °С. Не обрабатывать препаратами, содержащими хлор и альдегиды. Не гладить. Разрешено автоклавирование при	Протирание мыльным раствором без содержания абразивных веществ. Допустима дезинфекция 1%-ным раствором хлорамина. Не стирать. Не гладить.	Чехол можно подвергать машинной стирке при температуре до 30 °С, на деликатном режиме без отжима. Допустима обработка хлорсодержащими препаратами с минимальной концентрацией. Не гладить. Химическая чистка запрещена.	Стирка запрещена. Допустимы протирание мыльными растворами и обработка хлорсодержащими препаратами с минимальной концентрацией. Не гладить. Химическая чистка запрещена.	Чехол можно подвергать машинной стирке при температуре до 30 °С, на деликатном режиме без отжима. Дезобработка дезинфицирующими средствами, хлорсодержащим дезинфицирующим средством

	температуре до 130 °С.				либо спиртосодержащим дез.средством. Не гладить. Возможна стерилизация паром при 120 С
<u>Символы по уходу</u>					

Производитель: ООО "КОС"

Страна производства: Россия