

ПАСПОРТ

ПОЯС-ФИКСАТОР ОТ ПАДЕНИЯ С КРОВАТИ, КОС®

1 Основные сведения об изделии

1.1 Назначение

Пояс рекомендуется использовать в случаях, когда есть вероятность падения с кровати, а также как напоминание, что пациенту не следует вставать с кровати без посторонней помощи.

Изделие фиксирует пациента, предотвращая возможные падения с кровати, допуская повороты на левый и правый бок, переход в положение сидя.

1.2 Технические характеристики*

Артикул	FXD003R_S	FXD003R_M	FXD003R_L
			
Размер	Размер S	Размер M	Размер L
Обхват талии, см	65-85	80-105	100-125
Параметры пояса (Д*Ш), см	95*18	118*18	140*22
Параметры тканевой подложки (Д*Ш), см	80*17,5	80*17,5	80*21,5
Длина фиксирующих ремней с двух сторон, см	120		
Цвет	Серо-синий		
Материалы	Основной материал — 65% полиэстер, 35% хлопок; подкладка — 100% хлопок		

Допустимые отклонения габаритных размеров ±10%.

2 Комплект поставки

- пояс-фиксатор падения с кровати — 1 шт.,
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации — 1 шт.

3 Упаковка

Изделие упаковывается в полиэтиленовый пакет по ГОСТ 12302. Далее изделие в индивидуальной упаковке помещается в транспортную тару — ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

4 Условия транспортировки и хранения

4.1 Транспортирование изделия может осуществляться крытыми транспортными средствами, в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.

4.2 Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности до 100%).

4.3 Изделие в упаковке изготовителя следует хранить в закрытых помещениях на стеллажах, обеспечивая изоляцию от воздействия агрессивных веществ (йод, щелочи, смазочные масла и т. д.). Хранить изделие следует на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и отопительных приборов, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.

4.4 После вскрытия упаковки изготовителя и извлечения изделия из упаковки, хранить его в расправленном виде.

4.5 Условия хранения фиксатора в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%).

5 Утилизация

5.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации — 3 месяца при соблюдении рекомендаций по хранению и уходу.

6.2 Изготовитель не несет ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие произведено и принято в соответствии с действующей нормативной и технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Произведено в России.

ПАСПОРТ

ПОЯС-ФИКСАТОР ОТ ПАДЕНИЯ С КРОВАТИ, КОС®

1 Основные сведения об изделии

1.1 Назначение

Пояс рекомендуется использовать в случаях, когда есть вероятность падения с кровати, а также как напоминание, что пациенту не следует вставать с кровати без посторонней помощи.

Изделие фиксирует пациента, предотвращая возможные падения с кровати, допуская повороты на левый и правый бок, переход в положение сидя.

1.2 Технические характеристики*

Артикул	FXD003R_S	FXD003R_M	FXD003R_L
			
Размер	Размер S	Размер M	Размер L
Обхват талии, см	65-85	80-105	100-125
Параметры пояса (Д*Ш), см	95*18	118*18	140*22
Параметры тканевой подложки (Д*Ш), см	80*17,5	80*17,5	80*21,5
Длина фиксирующих ремней с двух сторон, см	120		
Цвет	Серо-синий		
Материалы	Основной материал — 65% полиэстер, 35% хлопок; подкладка — 100% хлопок		

Допустимые отклонения габаритных размеров ±10%.

2 Комплект поставки

- пояс-фиксатор падения с кровати — 1 шт.,
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации — 1 шт.

3 Упаковка

Изделие упаковывается в полиэтиленовый пакет по ГОСТ 12302. Далее изделие в индивидуальной упаковке помещается в транспортную тару — ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

4 Условия транспортировки и хранения

4.1 Транспортирование изделия может осуществляться крытыми транспортными средствами, в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.

4.2 Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности до 100%).

4.3 Изделие в упаковке изготовителя следует хранить в закрытых помещениях на стеллажах, обеспечивая изоляцию от воздействия агрессивных веществ (йод, щелочи, смазочные масла и т. д.). Хранить изделие следует на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и отопительных приборов, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.

4.4 После вскрытия упаковки изготовителя и извлечения изделия из упаковки, хранить его в расправленном виде.

4.5 Условия хранения фиксатора в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%).

5 Утилизация

5.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации — 3 месяца при соблюдении рекомендаций по хранению и уходу.

6.2 Изготовитель не несет ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие произведено и принято в соответствии с действующей нормативной и технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Произведено в России.

1 Описание и работа изделия

1.1 Конструкция

Пояс конструктивно состоит из двух рабочих частей — одна фиксируется к кровати (основа), а другая фиксирует пациента. Между собой детали пояса соединяются перекрестно расположенными прочными ременными лентами по определенной схеме, что позволяет человеку комфортно менять положение во сне, оставаясь при этом надежно застрахованным от падения с кровати.

Пояс фиксируется на талии при помощи широкой застежки-липучки и пряжки-фастекса с кнопкой. Конец ленты, пропущенной через пряжку-фастекс дополнительно зафиксирован двухщелевой пряжкой.

Фиксация подложки (основы) пояса к кровати производится при помощи длинных прочных ременных лент.

2 Меры предосторожности

2.1 Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

2.2 Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.

2.3 Запрещается применение изделия при:

- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;
- индивидуальной непереносимости материалов изделия.
- восстановлении пациента после операции на органах грудной и брюшной полости.
- состоянии пациента после операции на органах брюшной полости и тазовых органах до начала периода реабилитации.

2.4 Запрещается накладывать изделие на открытые несанированные раны.

3 Инструкция по использованию

Подготовка изделия к использованию

1. Расположите изделие на кровати, поверх простыни в области предполагаемого нахождения талии пациента. Деталь подложки должна быть на кровати, а пояс поверх нее.
2. Выровняйте положение подложки по ширине кровати: положение концов подложки относительно левой и правой сторон кровати должно быть одинаковым.
3. Обмотайте раму кровати лентами с двух сторон подложки и завяжите прочные узлы вне досягаемости пациента.
4. Убедитесь в надежности фиксации подложки к кровати: подложка должна плотно прилегать к матрасу, а узлы должны крепко фиксировать ее от сдвига.
5. Растегните пряжку-фастекс на поясе, одновременно нажав на центральную и боковые кнопки, растегните липучки и расправьте деталь пояса на кровати.

Фиксация пациента

1. Разместите пациента лежа на спине строго посередине кровати так, чтобы пояс располагался в области талии.
2. Застегните деталь пояса с помощью липучки на теле пациента.
3. Убедитесь, что пояс не стесняет дыхание — на выдохе между телом пациента и поясом должно быть расстояние равное толщине ладони.
4. Застегните фастекс на поясе. Отрегулируйте натяжение ремня, вставленного в двухщелевую пряжку.

ВНИМАНИЕ!

При использовании средств фиксации необходимо точно соблюдать предписанные в сопроводительных документах требования!

Пациенты и подопечные должны находиться под постоянным наблюдением - визуальным или видео.

4 Правила ухода за изделием

Машинная стирка при температуре до 40 °С, на деликатном режиме. Не использовать хлорсодержащие отбеливатели. Не отжимать изделие. Машинная сушка запрещена. Гладить с изнаночной стороны при температуре подошвы утюга до 110 °С. Разрешена химическая чистка органическими растворителями.



Более подробную информацию о данном изделии можно узнать на нашем сайте: tmkos.ru
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.
Здоровья Вам и Вашим близким!

1 Описание и работа изделия

1.1 Конструкция

Пояс конструктивно состоит из двух рабочих частей — одна фиксируется к кровати (основа), а другая фиксирует пациента. Между собой детали пояса соединяются перекрестно расположенными прочными ременными лентами по определенной схеме, что позволяет человеку комфортно менять положение во сне, оставаясь при этом надежно застрахованным от падения с кровати.

Пояс фиксируется на талии при помощи широкой застежки-липучки и пряжки-фастекса с кнопкой. Конец ленты, пропущенной через пряжку-фастекс дополнительно зафиксирован двухщелевой пряжкой.

Фиксация подложки (основы) пояса к кровати производится при помощи длинных прочных ременных лент.

2 Меры предосторожности

2.1 Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

2.2 Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.

2.3 Запрещается применение изделия при:

- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;
- индивидуальной непереносимости материалов изделия.
- восстановлении пациента после операции на органах грудной и брюшной полости.
- состоянии пациента после операции на органах брюшной полости и тазовых органах до начала периода реабилитации.

2.4 Запрещается накладывать изделие на открытые несанированные раны.

3 Инструкция по использованию

Подготовка изделия к использованию

1. Расположите изделие на кровати, поверх простыни в области предполагаемого нахождения талии пациента. Деталь подложки должна быть на кровати, а пояс поверх нее.
2. Выровняйте положение подложки по ширине кровати: положение концов подложки относительно левой и правой сторон кровати должно быть одинаковым.
3. Обмотайте раму кровати лентами с двух сторон подложки и завяжите прочные узлы вне досягаемости пациента.
4. Убедитесь в надежности фиксации подложки к кровати: подложка должна плотно прилегать к матрасу, а узлы должны крепко фиксировать ее от сдвига.
5. Растегните пряжку-фастекс на поясе, одновременно нажав на центральную и боковые кнопки, растегните липучки и расправьте деталь пояса на кровати.

Фиксация пациента

1. Разместите пациента лежа на спине строго посередине кровати так, чтобы пояс располагался в области талии.
2. Застегните деталь пояса с помощью липучки на теле пациента.
3. Убедитесь, что пояс не стесняет дыхание — на выдохе между телом пациента и поясом должно быть расстояние равное толщине ладони.
4. Застегните фастекс на поясе. Отрегулируйте натяжение ремня, вставленного в двухщелевую пряжку.

ВНИМАНИЕ!

При использовании средств фиксации необходимо точно соблюдать предписанные в сопроводительных документах требования!

Пациенты и подопечные должны находиться под постоянным наблюдением - визуальным или видео.

4 Правила ухода за изделием

Машинная стирка при температуре до 40 °С, на деликатном режиме. Не использовать хлорсодержащие отбеливатели. Не отжимать изделие. Машинная сушка запрещена. Гладить с изнаночной стороны при температуре подошвы утюга до 110 °С. Разрешена химическая чистка органическими растворителями.



Более подробную информацию о данном изделии можно узнать на нашем сайте: tmkos.ru
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.
Здоровья Вам и Вашим близким!