

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Позиционная подушка под ногу, КОС®



Позиционная подушка поддерживает ногу пациента по всей длине. Поднятие ног способствует правильному кровообращению, снимает напряжение мышц бедер, лодыжек и колен, нагрузку с нижней части спины, восстанавливает лимфоток, уменьшает отеки. Подушка помогает при флебитах и при необходимости убрать давление на область пятки.

Конструкция: Подушка имеет трапециевидную форму. Чехол полностью повторяет форму изделия и застегивается на молнию, вшитую в нижнюю часть подушки.

Параметры изделия:

| Наименование показателя | Значение |
|-------------------------|---------------|
| Длина основания, мм | 600 |
| Длина верхней части, мм | 400 |
| Высота изделия, мм | 200 |
| Ширина изделия, мм | 200 |
| Цвет | Морская волна |

Используемые материалы:

- **Наполнитель** – эластичный пенополиуретан марки ST2536 с низкой остаточной деформацией;
- **Чехол** - влагонепроницаемая ткань из полиэфира с полиуретановым покрытием, плотность материала – 300г/м²;
- Молния T5 с одним замком

Рекомендации по уходу:

Чехол можно стирать при t = 60° C, автоклавирование при t = 110°С. Допустима обработка хлорсодержащими препаратами с минимальной концентрацией. Не гладить.