

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напольный поворотный диск, КОС<sup>®</sup>



Изделие используется как вспомогательное приспособление для перемещения людей с двигательными нарушениями нижних конечностей различной патологии и испытывающих затруднения при повороте корпуса. С помощью напольного диска можно осуществлять пересаживание человека с кровати кресло-коляску, кресло-стул с санитарным оснащением.

Использование диска в процессе перемещения также способствует снижению нагрузки на мышцы плечевого пояса и пояснично-крестцового отделов позвоночника у ухаживающего.

Наименование показателя	Значение
<b>Конструкция</b>	Поворотный диск состоит из двух жестких полимерных пластин и тонкого прокладочного скользящего слоя. Верхняя пластина свободно вращается относительно нижней, обеспечивая плавный ход движения. Нижняя часть диска имеет выступающую вбок фигурно вырезанную ручку, обеспечивающую простоту эксплуатации и транспортировки изделия. На обе стороны диска нанесено антискользящее покрытие.
<b>Основной материал</b>	полиэтилен высокой плотности низкого давления (PE-HD) , толщина пластин - 5 мм
<b>Внутренняя скользящая прокладка</b>	фторопласт, толщина - 0,5мм
<b>Антискользящее покрытие с двух сторон</b>	микропористый каучук толщиной 2 мм на клеевой основе, диаметр покрытия - 300 мм
<b>Диаметр диска, мм</b>	330
<b>Толщина диска, мм</b>	14

Радиус вращения, градусы	360
Максимальный вес перемещаемого человека, кг	135
Вес НЕТТО, г	1050(±5)
Цвет	черно-белый

**Рекомендации по уходу:**

Протирание влажной тряпкой. Запрещено применение хлора и оптических отбеливателей. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить вдали от отопительных приборов.

Производитель: ООО "КОС"

Страна производства: Россия