

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Ванночка для мытья головы, 7л



Ванночка предназначена для выполнения бытовой гигиенической процедуры – мытья головы людям с ограниченными двигательными возможностями: лежачим больным, пациентам, не имеющим возможности использования традиционных способов мытья головы.

Изделие позволяет мыть голову в положении лёжа на ровной горизонтальной поверхности.

В комплекте с ванночкой поставляются:

- Пробка-затычка.
- Гофрированная сливная трубка.
- Силиконовые накладки для затылка и шеи.

#### Параметры изделия:

<u>Наименование показателя</u>	<u>Значение</u>
<b>Конструкция</b>	Ванночка изготовлена из пластика, имеет скруглённую по углам прямоугольную форму. В центре дна ванночки расположен выступ-возвышение с силиконовой накладкой, на который размещается затылок человека во время мытья. На одной из стенок ванночки предусмотрен полукруглый вырез-углубление с силиконовой накладкой под шею. В боковой стенке ванночки расположено сливное отверстие. Оно перекрывается изнутри резиновой пробкой. Снаружи отверстия предусмотрено крепление для пластиковой сливной гофрированной трубки. Благодаря гофрированию трубку можно растянуть от 48 до 150 см и придать ей произвольный изгиб.
<b>Внешние размеры ванночки ДхШхВ, мм</b>	500 x 355 x 150

<b>Материал корпуса ванночки</b>	Пластик
<b>Цвет корпуса ванночки</b>	Синий
<b>Материал смягчающих накладок</b>	Силикон
<b>Цвет смягчающих накладок</b>	Оранжевый
<b>Размеры гофрированной сливной трубки, длина мин., макс., диаметр в месте соединения с ванночкой, мм</b>	Мин 480 Макс 1570 Диаметр внутренний 32
<b>Материал гофрированной сливной трубки</b>	Пластик
<b>Цвет гофрированной сливной трубки</b>	Белый
<b>Материал пробки-затычки</b>	Резина
<b>Цвет пробки-затычки</b>	Синий
<b>Вес ванночки в полной комплектации, г</b>	1080 (±100)

**Рекомендации по уходу:**

- допустимо мыть с мылом при температуре до 60°C, замачивать в дезрастворе (для обработки пластиковых изделий) с последующим ополаскиванием водой и просушиванием;
- запрещено применение абразивных моющих средств и материалов.

**ВНИМАНИЕ!** Отсоединяйте силиконовые накладки (под шею и под затылок) и сливную трубку перед очисткой ванночки во избежание сохранения загрязнений под ними.

**Поставщик:** ООО «КОС»

**Страна производства:** Китай