

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Доска для пересаживания изогнутая, 60 см КОС<sup>®</sup>



Изделие используется как вспомогательное приспособление для пересаживания пожилых, ослабленных людей и пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. С помощью доски можно перемещаться в положении сидя, например, с кресла-коляски на кровать. Доска предназначена как для перемещения с помощью ухаживающего, так и для развития двигательной самостоятельности при перемещении.

#### Параметры изделия

<u>Наименование показателя</u>	<u>Значение</u>
<b>Конструкция</b>	Изделие представляет собой фигурно вырезанную изогнутую пластину. Для удобства транспортировки и хранения в изделии предусмотрена прорезь — ручка, находящаяся по центру длинной изогнутой стороны на расстоянии 2 см от её края. На нижней части доски близко к коротким сторонам приклеены два элемента антискользящего покрытия круглой формы.
<b>Длина изделия, мм</b>	600 (+/-15)
<b>Общая ширина изделия, мм</b>	275 (+/-10)
<b>Ширина рабочей поверхности, мм</b>	213 (+/-10)
<b>Толщина изделия, мм</b>	10 (+/-1)
<b>Материал изделия</b>	Композитный материал из клееного берёзового шпона (фанера), ламинированный с двух сторон
<b>Цвет</b>	Серый
<b>Толщина антискользящих накладок, мм</b>	3 (+/-1)
<b>Диаметр антискользящих накладок, мм</b>	150 (+/-5)
<b>Материал антискользящих накладок, мм</b>	Микропористый каучук на клеевой основе
<b>Цвет антискользящих накладок</b>	Черный
<b>Максимальная нагрузка на изделие, кг</b>	120
<b>Вес НЕТТО, кг</b>	0,86 (+/- 0.05)
<b>Вес БРУТТО, кг</b>	0,89 (+/- 0.05)

**Рекомендации по уходу:**

Протирать влажной тряпкой. Избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей. Держать вдали от отопительных приборов. Запрещено применять хлор и оптические отбеливатели.

**Хранение**

Хранение в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности воздуха не более 75%.

**Поставщик:** ООО «КОС»

**Страна производства:** Россия