

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Откидной борт-ограничитель для кровати



Приспособление для ограничения перемещений человека (во сне или при нарушении когнитивных функций) любого возраста за пределы кровати и предотвращения падений на пол.

#### Параметры изделия

Наименование показателя	Значение
<b>Конструкция</b>	Борт состоит из двух основных конструктивных элементов: <b>рамы</b> и <b>основания</b> . <b>Основание</b> имеет сложную изогнутую (в одной плоскости) форму. В основании имеется 4 сквозных отверстия для крепления к раме кровати с помощью саморезов или хомутов. <b>Рама</b> оснащена механизмом для изменения высоты, сумкой-карманом и петлями для откидывания. В верхней части рамы расположен поручень, покрытый вспененной резиной
<b>Внешние размеры изделия в сложенном виде Д*Ш*В, мм</b>	660*550*25 (+/-32)
<b>Мин., макс. высоты и ширина ограничителя борта, мм</b>	500-580 * 280 (+/-25)
<b>Шаг регулировки ограничителя борта по высоте, мм</b>	25
<b>Материал основания борта</b>	Хромированная сталь
<b>Цвет основания борта</b>	Хром (зеркальный)
<b>Материалы ограничителя борта</b>	Сталь окрашенная, сталь хромированная

Цвет ограничителя борта	Белый, хром (зеркальный)
Материал покрытия верхней части ограничителя борта	Вспененная резина
Цвет покрытия верхней части ограничителя борта	Чёрный
Размеры сумки-кармана, мм	220*300
Материал сумки-кармана	Оксфорд полиэстер, сетка полиэстер
Цвет сумки-кармана	Чёрный
Максимальная нагрузка на борт, кг	135
Вес НЕТТО, г	2900 (+/-100)
Вес БРУТТО, г	3400 (+/-100)

**Рекомендации по уходу**

Допускается протирать спиртом и антисептиками. В случае сильных загрязнений допускается использование пищевых моющих средств. Не применять абразивные моющие средства, растворители, отбеливатели.

Тщательно просушить после очистки!

Для сумки-кармана рекомендована ручная стирка. Не отбеливать. Сушка на верёвке или вешалке. Не отжимать. Не гладить. Не подвергать хим. чистке.

**Поставщик:** ООО "КОС"

**Страна производства:** Китай