

Email: medfix@mail.ru

Сайт: <u>tmkos.ru</u>



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тканевая ванна с каркасом, КОС®



Изделие предназначено для выполнения водных гигиенических процедур для всего тела пациентов с выраженными функциональными, физическими и психическими нарушениями, приводящими к невозможности выполнения водных процедур обычным образом. Требуется активное участие персонала по уходу.

Параметры изделия:

<u>ание показателя</u>	<u>Значение</u>
<u>Конструкция</u>	Значение Изделие состоит из рамы-каркаса, тканевой части и сливного шланга. Каркас является быстро-разборным и состоит из 8 сегментов: два сегмента это ножки (опоры) и 6 сегментов объединяются в две прямые горизонтальные перекладины (2 шт. перекладины, по 3 сегмента в каждой, являющиеся бортами ванны). Ножки (опоры) устанавливаются на матрас в изголовье и изножье кровати. Ножки загнуты к центру ванны (20-25 градусов от вертикали) для того, чтобы избежать соскальзывания между изголовьем (изножьем) и матрасом. Соединение сегментов каркаса не требует специальных навыков и
	инструментов, для соединения труба меньшего диаметра вставляется в трубу большего диаметра. Для
	удерживания конструкции используется
	ремень-стропа, которая натягивается между двумя



Email: medfix@mail.ru Сайт: tmkos.ru



Рекомендации по уходу:

Ванну можно подвергать ручной стирке при 30 °C, с минимальным ручным отжимом. Сушить в расправленном виде. Не гладить. Химчистка запрещена. Запрещено применение хлора и оптических отбеливателей.

ВАЖНО! После использования обязательно ополоснуть и просушить изделие!

Для промывания шланга допустимо использовать мыльные растворы. Запрещено промывание шланга концентрированными растворами кислот, галогеносодержащими веществами и органическими растворителями, в том числе изопропанолом.



OOO «Компания Открытых Систем» Тел.: 8 (495) 775-80-27

Email: medfix@mail.ru

Сайт: <u>tmkos.ru</u>

Производитель: 000 "КОС". **Страна производства:** Россия.