



ООО «КОМПАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ»
 199226 г. Санкт-Петербург,
 Морская наб. д. 15А, пом. 27-Н, офис 102
 Тел.: 8 (495) 775-80-27
 e-mail: medfix@mail.ru
 сайт: tmkos.ru

ПАСПОРТ

Опора под спину на кровать, регулируемая, КОС®

1. Назначение. Изделие предназначено для фиксации тела человека, находящегося на горизонтальной поверхности (кровать, например) в динамическом положении - сидячем, полусидячем, полулежачем. Применяется для создания комфорта пациентов (например, с легочной, сердечной или легочно-сердечной недостаточностью) и взрослых людей длительно находящихся на постельном режиме - путем изменения положения тела и приведения его в комфортное состояние (от положения сидя до положения лёжа доступно 5 позиций регулировки угла наклона). Изделие выполнено из нетоксичных материалов. Может использоваться как в домашних условиях, так и в ЛПУ (лечебно-профилактических учреждениях), хосписах, домах престарелых, центрах реабилитации и др. Спинка изделия мягкая и упругая, что обеспечивает комфорт даже при невралгиях и травмах грудной клетки. Материал спинки изделия быстро высыхает после намокания, имеет низкий показатель абсорбции (впитывания) воды.

2. Технические характеристики

Артикул	ADF028R
Размеры изделия, разложенного на макс. 65° Д*Ш*В, мм	480*610*540 (±30)
Размеры изделия в сложенном виде, Д*Ш*В, мм	590*610*70 (±30)
Максимально допустимая нагрузка, кг	120
Вес изделия, г	1990 (±140)

4. Сведения об упаковке и маркировке:

4.1. Комплект поставки
 - опора под спину на кровать – 1 шт.,
 - паспорт – 1 шт.

4.2. Изделие упаковывается в индивидуальную коробку или пакет.

Транспортная упаковка – картонные коробки.

5. Меры предосторожности

Соблюдайте осторожность, наклоняясь в стороны при использовании изделия (так как изделие не закрепляется на кровати, возможны опрокидывания).

6. Условия транспортировки

6.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

6.2. Хранить в сухих чистых помещениях при температуре от 5° С до 40° С и относительной влажности воздуха не более 75%.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

7.2 Изготовитель не несет ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

7.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления конечного пользователя.

8. Рекомендации по уходу

Допускается протирать сухой и влажной тканью или спиртовым раствором. Беречь от воды. Не использовать абразивные или хлорсодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели, кислоты.

Утилизация

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПин 2.1.3684.

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Производитель: ООО "КОС".

Страна производства: Россия.

Штамп ОТК _____



ООО «КОМПАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ»
 199226 г. Санкт-Петербург,
 Морская наб. д. 15А, пом. 27-Н, офис 102
 Тел.: 8 (495) 775-80-27
 e-mail: medfix@mail.ru
 сайт: tmkos.ru

ПАСПОРТ

Опора под спину на кровать, регулируемая, со съёмной спинкой КОС®

1. Назначение. Изделие предназначено для фиксации тела человека, находящегося на горизонтальной поверхности (кровать, например) в динамическом положении - сидячем, полусидячем, полулежачем. Применяется для создания комфорта пациентов (например, с легочной, сердечной или легочно-сердечной недостаточностью) и взрослых людей длительно находящихся на постельном режиме - путем изменения положения тела и приведения его в комфортное состояние (от положения сидя до положения лёжа доступно 5 позиций регулировки угла наклона). Изделие выполнено из нетоксичных материалов. Может использоваться как в домашних условиях, так и в ЛПУ (лечебно-профилактических учреждениях), хосписах, домах престарелых, центрах реабилитации и др. Спинка изделия мягкая и упругая, что обеспечивает комфорт даже при невралгиях и травмах грудной клетки. Материал спинки изделия быстро высыхает после намокания, имеет низкий показатель абсорбции (впитывания) воды.

2. Технические характеристики

Артикул	ADF028R
Размеры изделия, разложенного на макс. 65° Д*Ш*В, мм	480*610*540 (±30)
Размеры изделия в сложенном виде, Д*Ш*В, мм	590*610*70 (±30)
Максимально допустимая нагрузка, кг	120
Вес изделия, г	1990 (±140)

4. Сведения об упаковке и маркировке:

4.1. Комплект поставки
 - опора под спину на кровать – 1 шт.,
 - паспорт – 1 шт.

4.2. Изделие упаковывается в индивидуальную коробку или пакет.

Транспортная упаковка – картонные коробки.

5. Меры предосторожности

Соблюдайте осторожность, наклоняясь в стороны при использовании изделия (так как изделие не закрепляется на кровати, возможны опрокидывания).

6. Условия транспортировки

6.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

6.2. Хранить в сухих чистых помещениях при температуре от 5° С до 40° С и относительной влажности воздуха не более 75%.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

7.2 Изготовитель не несет ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

7.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления конечного пользователя.

8. Рекомендации по уходу

Допускается протирать сухой и влажной тканью или спиртовым раствором. Беречь от воды. Не использовать абразивные или хлорсодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели, кислоты.

Утилизация

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПин 2.1.3684.

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Производитель: ООО "КОС".

Страна производства: Россия.