



ООО «КОМПАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ»  
199226 г. Санкт-Петербург,  
Морская наб. д. 15А, пом. 27-Н, офис 102  
Тел.: 8 (495) 775-80-27  
e-mail: [medfix@mail.ru](mailto:medfix@mail.ru)  
сайт: [tmkos.ru](http://tmkos.ru)

## ПАСПОРТ

Опора под спину, с загнутыми подлокотниками, КОС®

**1. Назначение.** Изделие предназначено для фиксации тела человека, находящегося на горизонтальной поверхности (кровать, например) в динамическом положении - сидячем, полусидячем, полулежачем. Применяется для создания комфорта пациентов (например, с легочной, сердечной или легочно-сердечной недостаточностью) и возрастных людей длительно находящихся на постельном режиме - путем изменения положения тела и приведения его в комфортное состояние (от положения сидя до положения лёжа доступно 5 позиций регулировки угла наклона). Изделие выполнено из нетоксичных материалов. Может использоваться как в домашних условиях, так и в ЛПУ (лечебно-профилактических учреждениях), хосписах, домах престарелых, центрах реабилитации и др. Спинка изделия мягкая и упругая, что обеспечивает комфорт даже при невралгиях и травмах грудной клетки. Материал спинки изделия быстро высыхает после намокания, имеет низкий показатель абсорбции (впитывания) воды.

### 2. Технические характеристики

Артикул	ADF029R
Размеры изделия, разложенного на макс. 65° Д*Ш*В, мм	720*610*600 (±30)
Размеры изделия в сложенном виде, Д*Ш*В, мм	700*610*230 (±30)
Максимально допустимая нагрузка, кг	120
Вес изделия, г	3100 (±140)



QR-код, ссылка на страницу товара на сайте производителя.

### 3. Сведения об упаковке и маркировке:

#### 3.1. Комплект поставки

- опора под спину на кровать – 1 шт.,
- паспорт – 1 шт.

#### 3.2. Изделие упаковывается в индивидуальную коробку и/или пакет.

Транспортная упаковка – картонные коробки.

### 4. Меры предосторожности

Соблюдайте осторожность, наклоняясь в стороны при использовании изделия (так как изделие не закрепляется на кровати, возможны опрокидывания).

### 5. Условия транспортировки

5.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

5.2. Хранить в сухих чистых помещениях при температуре от 5° С до 40° С и относительной влажности воздуха не более 75%.

### 6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

6.2 Изготовитель не несет ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

6.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления конечного пользователя.

**Утилизация:** должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПин 2.1.3684.

**Изделие принято и признано годным к эксплуатации.**

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Производитель: ООО "КОС".

Страна производства: Россия.



ООО «КОМПАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ»  
199226 г. Санкт-Петербург,  
Морская наб. д. 15А, пом. 27-Н, офис 102  
Тел.: 8 (495) 775-80-27  
e-mail: [medfix@mail.ru](mailto:medfix@mail.ru)  
сайт: [tmkos.ru](http://tmkos.ru)

## ПАСПОРТ

Опора под спину, с загнутыми подлокотниками, КОС®

**1. Назначение.** Изделие предназначено для фиксации тела человека, находящегося на горизонтальной поверхности (кровать, например) в динамическом положении - сидячем, полусидячем, полулежачем. Применяется для создания комфорта пациентов (например, с легочной, сердечной или легочно-сердечной недостаточностью) и возрастных людей длительно находящихся на постельном режиме - путем изменения положения тела и приведения его в комфортное состояние (от положения сидя до положения лёжа доступно 5 позиций регулировки угла наклона). Изделие выполнено из нетоксичных материалов. Может использоваться как в домашних условиях, так и в ЛПУ (лечебно-профилактических учреждениях), хосписах, домах престарелых, центрах реабилитации и др. Спинка изделия мягкая и упругая, что обеспечивает комфорт даже при невралгиях и травмах грудной клетки. Материал спинки изделия быстро высыхает после намокания, имеет низкий показатель абсорбции (впитывания) воды.

### 2. Технические характеристики

Артикул	ADF029R
Размеры изделия, разложенного на макс. 65° Д*Ш*В, мм	720*610*600 (±30)
Размеры изделия в сложенном виде, Д*Ш*В, мм	700*610*230 (±30)
Максимально допустимая нагрузка, кг	120
Вес изделия, г	3100 (±140)



QR-код, ссылка на страницу товара на сайте производителя.

### 3. Сведения об упаковке и маркировке:

#### 3.1. Комплект поставки

- опора под спину на кровать – 1 шт.,
- паспорт – 1 шт.

#### 3.2. Изделие упаковывается в индивидуальную коробку и/или пакет.

Транспортная упаковка – картонные коробки.

### 4. Меры предосторожности

Соблюдайте осторожность, наклоняясь в стороны при использовании изделия (так как изделие не закрепляется на кровати, возможны опрокидывания).

### 5. Условия транспортировки

5.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

5.2. Хранить в сухих чистых помещениях при температуре от 5° С до 40° С и относительной влажности воздуха не более 75%.

### 6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

6.2 Изготовитель не несет ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

6.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления конечного пользователя.

**Утилизация:** должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПин 2.1.3684.

**Изделие принято и признано годным к эксплуатации.**

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Производитель: ООО "КОС".

Страна производства: Россия.