

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Фиксатор кисти руки и пальцев после инсульта, мужской, ширина ладони  
88-105 мм КОС<sup>®</sup>**



Фиксатор предназначен для удержания кисти пациента в выпрямленном физиологическом положении, для фиксации кисти руки и пальцев.

**Параметры изделия:**

<b><u>Наименование показателя</u></b>	<b><u>Значение</u></b>
<b><u>Конструкция</u></b>	Изделие представляет собой лист пластика толщиной 5 мм, по форме напоминающий варежку. В изделии имеются прорезы для удерживающих ремней, отверстия для вентиляции. Чтобы изменить фиксатор с левой на правую руку (или наоборот), необходимо установить все фиксирующие ремни на противоположную сторону.
<b>Размеры изделия Д*Ш*В, мм</b>	340x190x15 (±20)
<b>Материал изделия</b>	Вспененный ПВХ
<b>Цвет изделия</b>	Белый (может быть изменён без уведомления)
<b>Материал фиксирующих ремней</b>	100 % нейлон
<b>Цвет фиксирующих ремней</b>	Чёрный (может быть изменён без уведомления)
<b>Вес НЕТТО, г</b>	150 (±35)

**Рекомендации по уходу:**

- Обработка моющими средствами с последующей просушкой.
- Запрещено применение хлора, абразивных моющих средств и материалов.

**Производитель:** ООО "КОС"

**Страна производства:** Россия