

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетка для подъема пациента в положении сидя/полулежа, КОС®



Наименование показателя	Значение
Артикул	TRF030R
Назначение	Сетка для подъёма пациента в положении сидя и полулежа предназначена для комфортного и безопасного перемещения пациента с ограниченной мобильностью. Она служит поддерживающим устройством, равномерно удерживающим тело пациента, распределяя нагрузку, что предотвращает дискомфорт и травмы.
Конструкция	Сетка для подъема пациента в положении сидя/полулежа имеет петли, позволяющие изменять угол наклона и высоту подвеса для создания удобного положения пациента.
Основной материал	100% полиэстер с ПУ покрытием, плотность 200 г/м²
Параметры изделия (ДхШ), мм	1250*1000
Вес НЕТТО, г	

Рекомендации по уходу:

Изделие можно подвергать машинной стирке при 40 °С в режиме бережной стирки. После стирки необходимо тщательно прополоскать. Отжим на минимальных оборотах. Не гладить. Не использовать химические растворители и очистители. Не применять хлорсодержащие вещества и оптические отбеливатели.



Производитель : ООО " КОС "



Страна производства : Россия

ООО «Компания Открытых Систем»

Тел.: 8 (495) 775-80-27

Email: medfix@mail.ru

Сайт: tmkos.ru