

# ПОДЪЁМНИК

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,  
ОБЛЕГЧАЮЩИЙ  
ПОЛЬЗОВАНИЕ УНИТАЗОМ

---

Для безопасного и  
контролируемого  
посещения туалета

До  
220 кг

- Возрастным,  
ослабленным людям
- После операций и  
травм
- С нарушением  
координации

[tmkos.ru](http://tmkos.ru)

[medfix@mail.ru](mailto:medfix@mail.ru)

+7 (495) 775-80-27




# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КРЕСЛО-ПОДЪЁМНИК





**КНОПКАМИ  
УПРАВЛЕНИЯ НА  
ПОДЛОКОТНИКАХ  
РЕГУЛИРУЕТСЯ  
ПОДЪЁМ И  
ОПУСКАНИЕ  
СИДЕНИЯ**





**КНОПКИ  
УПРАВЛЕНИЯ  
РАЗМЕЩЕНЫ  
НА ЛЕВОМ И  
ПРАВОМ  
ПОДЛОКОТНИКЕ**

**НОЖКИ  
РЕГУЛИРУЮТСЯ  
ПО ВЫСОТЕ  
ОТ 0 ДО 15 СМ**



**ПУЛЬТ  
ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ</b> 110-240В AC 50-60 Гц	<b>КЛАСС ВОДОСТОЙКОСТИ</b> IP44
<b>ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОДЪЁМ 30°</b>	<b>МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА</b> 220KG
<b>УСТАНОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ</b> ШИРИНА УНИТАЗА <45 см	



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СЕСТЬ, НУЖНО:**

- ПОДОЙТИ К УНИТАЗУ;
- ПОВЕРНУТЬСЯ К УНИТАЗУ СПИНОЙ;
- ОГОЛИТЬ ЯГОДИЦЫ И ОПЕРЕТЬСЯ ИМИ НА СТУЛЬЧАК;
- НАЖАТЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КНОПКУ, ОПУСКАЯСЬ ВМЕСТЕ СО СТУЛЬЧАКОМ В СИДЯЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

**ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСТАТЬ, НУЖНО ПРОИЗВЕСТИ ПРЕДЫДУЩИЕ ДЕЙСТВИЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.**